

primeiro LANÇAMENTO DFV do século XXI



MC-M2101

PRIMEIRO MICROSCÓPIO TOTALMENTE DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÃO NA ODONTOLOGIA

- Recursos técnicos visuais ou manuais, ao seu alcance, possibilitando uma *imagem nunca vista do dente*.
- Mobilidade da cabeça óptica com movimento horizontal ou de inclinação, permitindo encontrar a posição adequada e confortável a cada procedimento.
- Cinco alternativas de aumentos (3x, 5x, 8x, 13x e 20x).
- Microfocalização com ajuste manual suave, preciso e de fácil alcance.
- Ajuste suave e personalizado da dioptria.
- Controle da intensidade de iluminação de fácil acesso, dispensando o uso do refletor.
- *Handle* para posicionamento e movimentação da cabeça óptica.
- Binóculo inclinado a 45° ou inclinável de 0 a 60° (opcional) com oculares grande angular de 12,5x.
- Alta definição de imagem, com excelente nitidez e profundidade do campo operatório.
- Filtro laranja para trabalhar com resinas.



APLICAÇÃO EM TODAS AS ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS, INCLUSIVE T.P.D. E T.H.D.

SIMPLES E FÁCIL DE USAR!

*Você trabalha como antes, mas com ergonomia,
conforto pessoal e maior precisão.*



MC-A242 BINÓCULO INCLINÁVEL (opcional)
mais conforto para o Cirurgião-Dentista



você vê, trabalha e documenta



*Sistema de vídeo para captura de imagem
pela televisão e computador.*

Comunicação, marketing e documentação odonto-legal.